

# SeniorLinePRO Lanzetten

PZN: 14235652

SeniorLinePRO

Lanzetten 28G (steril)

Sicherheitslanzette für den Einmalgebrauch:

Eindringtiefe: 1,5mm

Durchmesser: 28 G (0,375mm)

Vorgeschlagene Anwendungsbereiche:

Alle Kapillaruntersuchungen, für die eine sehr geringe Blutmenge ausreichend ist

CIGNA  
CIGNA  
Diagnostik



**100**

28 G Nadelspitze

1,5 mm Einstichtiefe


Zum Einmalgebrauch

**SeniorLinePRO Lanzetten** erfüllen alle Anforderungen der TRBA250 und der EU-Richtlinie 2010/32/EU für den sicheren Einsatz von scharfen und spitzen Instrumenten.


Die Nadel ist nicht nur vor dem Einsatz verborgen, sondern wird auch nach dem Gebrauch automatisch in das Gehäuse zurückgezogen und verhindert somit unnötige Nadelstich-Verletzungen und mögliche Kontaminationen.

Durch die Verriegelung der benutzten Lanzette wird zudem eine Mehrfachnutzung ausgeschlossen.

## Anwendung:



1 Die Sicherheitskappe gerade abziehen.



3 Sanften Druck in regelmäßigen Abständen in Richtung der Einstichstelle ausüben, um die benötigte Menge an Blut zu erhalten.



2 Die Sicherheitslanzette fest gegen die beabsichtigte Einstichstelle drücken und somit das Gerät aktivieren.