

Dokumentationsbogen (Aufbewahrungspflicht 5 Jahre)

Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen vom 1.4.2008


WICHTIG: vor der Messung mit Kontrollflüssigkeit: Modus mit der Taste auf QC = TEST umstellen!

Gerätetyp SeniorLine PRO™ Cignus Blutzucker-Messsystem	Messgröße Glukose aus Kapillarblut	Ihr Ansprechpartner: Cignus HealthCare GmbH www.cignus.biz info@cignus.biz Tel: 089.206054310 Fax: 089-206054110
Seriennummer Gerät: <input type="checkbox"/> mg/dL <input type="checkbox"/> mmol/L	Kontrolllösung Cignus Kontrolllösung TD-4278-KL	Einrichtung: <div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 100%;"></div>

Datum	Uhrzeit	Charge Teststreifen (LOT)	Charge Kontrolllösung (LOT)	Messwert	Zielwert (s. Etikett Test-Streifendose)	Zielwertbereich (s. Etikett Test-Streifendose)	Messwert im Toleranzbereich (<11%)	Name/Unterschrift
08.07.14	10:45	2510354	200403	W2* B3* 101	102	91 - 113	ja	Mustermann <i>[Signature]</i>
				W2* B3*				
				W2* B3*				
				W2* B3*				
				W2* B3*				
				W2* B3*				
				W2* B3*				

Beispiel

WICHTIG: vor der Messung mit Kontrollflüssigkeit: Modus mit der Taste auf QC = TEST umstellen!

Datum	Uhrzeit	Charge Teststreifen (LOT)	Charge Kontrolllösung (LOT)	Messwert	Zielwert (s. Etikett Test-Streifendose)	Zielwertbereich (s. Etikett Test-Streifendose)	Messwert im Toleranzbereich (<11%)	Name/Unterschrift
08.11.14	10:45	2510354	200403	W2 101 B3	102	91 - 113	ja	Mustermann 
				W2 B3				
				W2 B3				
				W2 B3				
				W2 B3				
				W2 B3				
				W2 B3				
				W2 B3				
				W2 B3				
				W2 B3				
				W2 B3				
				W2 B3				
				W2 B3				
				W2 B3				
				W2 B3				
				W2 B3				
				W2 B3				
				W2 B3				
				W2 B3				
				W2 B3				
				W2 B3				

Beispiel